



d-lemonen cleaner

обезжиривающий моющий концентрат с дезинфицирующим эффектом

Назначение и область применения:

Жидкий нейтральный концентрат для ежедневной чистки и обезжиривания оборудования и изделий, приборов и устройств, полов, окон и стекол, ковровых покрытий и текстильной обивки в помещениях предприятий общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), пищевых производств кондитерской, хлебопекарной, молочной, мясной, рыбной и др. отраслей, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту. Рекомендуются для мойки наружных и внутренних поверхностей кухонного оборудования, особенно разделочных досок для рыбы, а также запасных частей и деталей автомобилей, лодок и судов. Подходит для чистки ювелирных изделий. Рекомендуются для мойки рук персонала.

Свойства:

Удаляет битум, мазут, технические масла, граффити, жевательную резинку, напольный воск и др. загрязнения с любых водостойких поверхностей. Уничтожает микроорганизмы. Эффективно нейтрализует запахи, особенно запах рыбы. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно помутнение, свойства сохраняются.

Способ применения:

Разбавить: 1:80 при слабых загрязнениях, 1:60 при средних загрязнениях, 1:40 при сильных загрязнениях. При очень сильных загрязнениях разбавить 1:5, либо использовать концентрат. Нанести на поверхность. Через 5 минут растереть шваброй (щеткой, губкой) и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, терпенов, изопропилового спирта и воды.

Плотность: 1,17 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение pH: 7,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Не смешивать со щелочными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.